



REGER
+ medizintechnik gmbh

Bipolare Arthroskopieelektroden


Bipolar Arthroscopic Electrodes



BiVac

Patented: EP3471642B1

**Bipolar Arthroscopic
System with suction**



www.reger-med.de

D-78667 Villingendorf | Gewerbestraße 10 | Tel +49 741 270 698-0 | info@reger-med.de

Arthroskopieelektrodeneinsatz Arthroscopic electrode insert			
Artikel-Nr. Item code	890-1s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 90° Vaporisation electrode with suction; 90°		
Artikel-Nr. Item code	890-6s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°		
Artikel-Nr. Item code	890-5s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°		
Artikel-Nr. Item code	890-7s <i>biegbar! bendable!</i>	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°		
Artikel-Nr. Item code	891-2s	L = 180 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°		
Artikel-Nr. Item code	890-2s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode; 70° Vaporisation electrode; 70°		
Artikel-Nr. Item code	890-3s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Hakenelektrode fein; 90° Hook electrode slim; 90°		
Artikel-Nr. Item code	890-4s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Hakenelektrode verstärkt; 90° Hook electrode reinforced; 90°		
Artikel-Nr. Item code	891-1s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode ohne Absaugung; 90° Vaporisation electrode without suction; 90°		



Anschlusskabel mit Handstück Connection cable with Handpiece	Handgriff mit Schalter Handle with buttons	Standard Handstück Standard Handpiece	Filigranes Handstück Delicate Handpiece
			
Artikel-Nr. item code	92889-6	92888-6	92888-16
Länge length	4 m	4 m	4 m
Beschreibung description	ARTro 200	ARTro 200	ARTro 200

Nachhaltig,
ökologisch

Non blocking

single-
use

reusable

Adapter			
			
Artikel-Nr. item code	92390	92392	92389
Beschreibung description	Arthrocare	Mitek VUE	Mitek VAPR 2/3



Artikel-Nr. item code	888-0
Beschreibung description	Schlauchstück mit Aufnahme Tube part with connector
Länge length	35 cm

ARTro



Artikel-Nr. item code	897-7
Beschreibung description	Fußschalter Foot switch

Artikel-Nr. item code	897-10
Beschreibung description	ARTro Unit

Highend RF-Generator
Der ARTro ist mit modernster Technik und Software ausgestattet. Der Generator wurde speziell für die Arthroskopie entwickelt.

Highend RF-unit
The ARTro is equipped with the latest technology and software. The unit was specially developed for arthroscopy.


**Sichere Handhabung,
maximale Wirtschaftlichkeit**

Die BiVac-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

**Safe handling,
maximum of efficiency**

The BiVac-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.

Beispiele für den Anwendungsbereich
Sample Applications



Kniegelenk	Knee joint
Meniskusteilresektion Plica synovialis Resektion Teilsynovektomie Lateral release	Partial meniscal resection Plica synovialis resection Partial synovectomy Lateral release



Hüftgelenk	Hip joint
Synovektomie Knorpelglättung Labrum Teilresektion	Synovectomy Cartilage smoothing Labrum Partial resection



Schultergelenk	Shoulder joint
Acromioplastik Teilsynovektomie Knorpelglättung Tenotomie	Acromioplasty Partial synovectomy Cartilage smoothing Tenotomy

BiVac

REGER Medizintechnik GmbH
Gewerbestraße 10
78667 Villingendorf
Tel +49 741 270 698-0
www.reger-med.de
info@reger-med.de



REGER
+medizintechnik gmbh



Bipolare Arthroskopieelektroden

Bipolar Arthroscopic Electrodes

FirePen!
BIPOLAR
ARTHROSCOPIC
ELECTRODE



Non blocking









Patented: EP3471642B1

FirePen



www.reger-med.de

D-78667 Villingendorf | Gewerbestraße 10 | Tel +49 741 270 698-0 | info@reger-med.de

Artikel-Nr. Item code	893-37s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen mit Absaugung 90° FirePen with suction 90°		
Artikel-Nr. Item code	893-38s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45°		
Artikel-Nr. Item code	893-39s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45°		
Artikel-Nr. Item code	893-41s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45° <i>biegbar! bendable!</i>		
Artikel-Nr. Item code	893-43s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen ohne Absaugung 70° FirePen without suction 70°		
Artikel-Nr. Item code	893-24s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen Hook slim 90° ohne Absaugung FirePen Hook slim 90° without suction		
Artikel-Nr. Item code	893-25s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen Hook 90° ohne Absaugung FirePen Hook 90° without suction		
Artikel-Nr. Item code	893-42s	L = 150 mm	
Beschreibung Description	FirePen ohne Absaugung 90° FirePen without suction 90°		



STERILE EO

Adapter

Artikel-Nr. item code	92390	92392	92389
Beschreibung description	Arthrocare	Mitek VUE	Mitek VAPR 2/3

Schlauch
Tube
L= 0,4 m

single use

Kabel
Cable
L= 4 m

ARTro

Artikel-Nr. item code	897-7	Artikel-Nr. item code	897-10
Beschreibung description	Fußschalter Foot switch	Beschreibung description	ARTro unit



FirePen


REGER Medizintechnik GmbH
Gewerbestraße 10
78667 Villingendorf
Tel +49 741 270 698-0
www.reger-med.de
info@reger-med.de



REGER
+medizintechnik gmbh



Shaver Blades & Burs

 SWISS
DESIGNED
TECHNOLOGY



Patented: EP1773215B1

ARTHROSKOPY



PIT BULL


Added value dualfunction

Tissue ablation plus bone resection


Probably the sharpest

Bone resection

Tissue ablation



TRIPLE-WINDOW-TECHNOLOGY




Patented: EP1773215B1

SHAPES


Pit Bull	Wave Cutter	Synovia Cutter	Barrel Bur	Round Bur
Ø / Length (mm)	Ø / Length (mm)	Ø / Length (mm)	Ø / Length (mm)	Ø / Length (mm)
Ø 3,0mm L=85mm Ø 3,0mm L=130mm	Ø 3,0mm L=85mm Ø 3,0mm L=130mm			
Ø 4,0mm L=130mm	Ø 4,0mm L=130mm	Ø 4,0mm L=130mm	Ø 4,0mm L=130mm	Ø 4,0mm L=130mm
Ø 5,0mm L=130mm	Ø 5,0mm L=130mm		Ø 5,5mm L=130mm	Ø 5,5mm L=130mm

Shaver compatible with all common manufacturers

Bone resection



Tissue ablation



Description	Control unit	Shaver handpiece	Foot switch	Grease, 30g
Item code	800-000-023	800-000-024	800-000-025	888-1

Shaver Blades & Burs

REGER Medizintechnik GmbH
Gewerbestraße 10
D-78667 Villingendorf
Tel +49 741 270 698-0
www.reger-med.de
info@reger-med.de



REGER
+medizintechnik gmbh