



Bipolare Arthroskopieelektroden

Bipolar Arthroscopic Electrodes

FirePen!
BIPOLAR
ARTHROSCOPIC
ELECTRODE











Non blocking

Patented: EP3471642B1

FirePen




| | | | |
|-----------------------------|---|------------|---|
| Artikel-Nr. Item code | 893-37s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen mit Absaugung 90° FirePen with suction 90° | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-38s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45° | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-39s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45° | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-41s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen mit Absaugung 45° FirePen with suction 45° <i>biegbar! bendable!</i> | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-43s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen ohne Absaugung 70° FirePen without suction 70° | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-24s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen Hook slim 90° ohne Absaugung FirePen Hook slim 90° without suction | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-25s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen Hook 90° ohne Absaugung FirePen Hook 90° without suction | | |
| Artikel-Nr. Item code | 893-42s | L = 150 mm |  |
| Beschreibung Description | FirePen ohne Absaugung 90° FirePen without suction 90° | | |



STERILE EO

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Adapter |  |  |  |
| Artikel-Nr. item code | 92390 | 92392 | 92389 |
| Beschreibung description | Arthrocare | Mitek VUE | Mitek VAPR 2/3 |

single use



ARTro

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|
| Artikel-Nr. item code | 897-7 | Artikel-Nr. item code | 897-10 |
| Beschreibung description | Fußschalter Foot switch | Beschreibung description | ARTro unit |



FirePen

REGER Medizintechnik GmbH
Gewerbestraße 10
78667 Villingendorf
Tel +49 741 270 698-0
www.reger-med.de
info@reger-med.de



REGER
+medizintechnik gmbh