


HF-Handgriffe 4 mm

HF-Handles 4 mm

HF-Handgriffe für 4 mm Elektroden

HF-Handles for 4 mm electrodes



200x
wiederverwendbar
reusable

134 °C
Autoclave
273 °F

CE

U_{max}
4,3 kVp

evoline



Beschreibung description	EVOLINE HF-Handgriff für 4 mm -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten EVOLINE HF-Pencil for 4 mm -shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
VPE Unit	1	U_{max}	4,3 KVp

Artikel-Nr. item code	92746	92747
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Erbe; Storz	



Artikel-Nr. item code	92741	92743
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Martin; Berchtold; Integra	



Artikel-Nr. item code	92740	92745
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Valleylab; International 3 Pin	




HF-Handgriffe 2,4 mm

HF-Handles 2.4 mm

HF-Handgriffe für 2,4 mm Elektroden

HF-Handles for 2.4 mm electrodes

Ø 2,4 mm



200x
wiederverwendbar
reusable

134 °C
Autoclave
273 °F

CE

U_{max}
4,3 kVp

evoline



Beschreibung description	EVOLINE HF-Handgriff für 2,4 mm -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten EVOLINE HF-Pencil for 2.4 mm -shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
VPE Unit	1	U_{max}	4,3 KVp

Artikel-Nr. item code	92750	92751
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Erbe; Storz	



Artikel-Nr. item code	92749	92748
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Martin; Berchtold; Integra	



Artikel-Nr. item code	92742	92744
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Valleylab; Internat. Modelle 3 Pin	




PREMIUM HF-Handgriffe 4 mm

PREMIUM HF-Handles 4 mm

HF-Handgriffe für 4 mm Elektroden

HF-Handles for 4 mm electrodes



300x
wiederverwendbar
reusable

134 °C
Autoclave
273 °F

CE

U_{max}
4,3 kVp

PREMIUM



Beschreibung description	Premium HF-Handgriff für 4 mm -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten Premium HF-Pencil for 4 mm -shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
VPE Unit	1	U_{max}	4,3 KVp

Artikel-Nr. item code	92747
Länge length	5 m
Beschreibung description	Erbe ICC/ACC; Storz



Artikel-Nr. item code	92243
Länge length	5 m
Beschreibung description	Martin; Berchtold; Integra



Artikel-Nr. item code	92246	92245
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Valleylab; Internat. Modelle 3 Pin	




PREMIUM HF-Handgriffe 2,4 mm

PREMIUM HF-Handles 2.4 mm

HF-Handgriffe für 2,4 mm Elektroden

HF-Handles for 2.4 mm electrodes

Ø 2,4 mm



300x
wiederverwendbar
reusable

134 °C
Autoclave
273 °F



Umax
4,3 kVp

PREMIUM



Beschreibung description	Premium HF-Handgriff für 2,4 mm -Schaft-Elektroden mit integriertem Kabel, mit 2 Tasten Premium HF-Pencil for 2.4 mm -shaft-electrodes, cable integrated, with 2 buttons		
VPE Unit	1	Umax	4,3 kVp

Artikel-Nr. item code	92251		
Länge length	5 m		
Beschreibung description	Erbe ICC/ACC; Storz		



Artikel-Nr. item code	92248		
Länge length	5 m		
Beschreibung description	Martin; Berchtold; Integra		



Artikel-Nr. item code	92242	92244
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Valleylab; Internat. Modelle 3 Pin	

