



Lichtleitkabel

Fiber optic cable

**Hitzebeständiges Hochleistungslichtleitkabel
geeignet für Xenon und LED Lichtquellen**
*Heat-resistant high performance optical cable
suitable for Xenon and LED light sources*

Hochflexibel
Flexible

Langlebig
Durable



Artikel-Nr. item code	200-001-30	Länge Length	300 cm
Beschreibung Description	Hochleistungslichtleitkabel, 4,8 mm <i>High performance optical fiber cable, 4.8 mm</i>		

Artikel-Nr. item code	200-001-23	Länge Length	230 cm
Beschreibung Description	Hochleistungslichtleitkabel, 4,8 mm <i>High performance optical fiber cable, 4.8 mm</i>		

Adapter für Lichtleitkabel

Adaptors for fiber optic cable







Glasstabtechnologie
Glass rod technology

Universelle Einsatzmöglichkeiten
Universal capabilities

Höchstgenaue Fokussierung des Lichteintritts
High-precision focusing of the light inflow

Glasstab
Glass rod



Endoskop-seitig Scope side		Typ Type	Lichtquellen-seitig Light source side	
Artikel-Nr. Item code			Artikel-Nr. Item code	
200-003-01		Storz		200-003-02
200-003-03		ACMI		
		Olympus		200-003-04
200-003-05		Wolf		200-003-06