

ARTro 200 Generator

RF-Generator für die bipolare und monopolare Arthroskopie
RF-Generator for bipolar and monopolar arthroscopy

Speziell für die BiVac und BiCart Elektroden
Specially for BiVac and BiCart electrodes

Beste Ergebnisse in Saline Lösung
Best results in saline solution



Highend RF-Generator

Der ARTro 200 ist mit modernster Technik und Software ausgestattet. Der Generator wurde speziell für die Arthroskopie entwickelt.

Highend RF-Generator

The ARTro 200 is equipped with the latest technology and software. The generator was specially developed for arthroscopy.



bipolar oder monopolar



Artikel-Nr. item code	897-6
Beschreibung description	ARTro 200 Generator
Artikel-Nr. item code	897-7
Beschreibung description	Fußschalter Foot switch

Vorteile des ARTro 200

- Hightech bipolarer Modus für das Arbeiten in Salinelösung
- Universeller Einsatz im bipolaren und monopolaren Spektrum der Arthroskopie
- Automatische Regelung der Parameter / Leistung während der Aktivierung
- Instrumentenerkennung mit den optimalen Einstellungen

Advantages of the ARTro 200

- High-tech bipolar mode for the work in saline solution
- Universal use in the bipolar and monopolar spectrum of arthroscopy
- Automatic control of the parameters during activation
- Instrument detection with the optimal settings