

Sägeblätter

Saw blades

Für unterschiedliche Motoren-systeme


For different motor systems

alle gängigen Dimensionen

all current dimensions

unterschiedliche Zahnstrukturen

different teeth forms



Für unterschiedliche Motoren-systeme


For different motor systems

Synthes AO, Linvatec/Hall,

Aesculap, ...

Alle gängigen Dimensionen

All current dimensions




Unterschiedliche Zahnstrukturen

Different teeth forms


Diamantschliff, geschränkt, ...

Diamond polished, crossed teeth, ...




Weitere Figuren verfügbar,
fragen sie an ...
Further figures available,
ask for them...


Beispiel Modelle
Example models




Artikel-Nr. item code	93001		
Stärke strength	0,8 mm	Schnittstärke cutting thickness	1,0 mm
Länge length	70 mm	Breite width	27 mm



Artikel-Nr. item code	93002		
Stärke strength	0,4 mm	Schnittstärke cutting thickness	0,6 mm
Länge length	25,5 mm	Breite width	9,5 mm



Artikel-Nr. item code	93003		
Stärke strength	0,8 mm	Schnittstärke cutting thickness	1,0 mm
Länge length	65 mm	Breite width	25 mm

 **Verpackungs-**
einheit 10 Stk.

Packing unit
10 pcs.