

Bipolare Arthroskopieelektroden mit Absaugung

Bipolar Arthroscopic Electrodes with suction



Arthroskopieelektrodeneinsatz Arthroscopic electrode insert	
Artikel-Nr. Item code	890-1s BiVac
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 90° Vaporisation electrode with suction; 90°
Artikel-Nr. Item code	890-6s
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°
Artikel-Nr. Item code	890-5s
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° Vaporisation electrode with suction; 45°
Artikel-Nr. Item code	890-2s
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode; 70° Vaporisation electrode; 70°
Artikel-Nr. Item code	890-3s
Beschreibung Description	Hakenelektrode fein; 90° Hook electrode slim; 90°
Artikel-Nr. Item code	890-4s
Beschreibung Description	Hakenelektrode verstärkt; 90° Hook electrode reinforced; 90°

Hüftelektrode nach Dr. Miehke




Sichere Handhabung, maximale Wirtschaftlichkeit
Die BiVac-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

Safe handling, maximum of efficiency
The BiVac-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.



Handgriff und Anschlusskabel
Handle and connection cable

Artikel-Nr. item code	92888-6
Länge length	4 m
Beschreibung description	MEDEVO ARTro200
Artikel-Nr. item code	92888-9
Länge length	4 m
Beschreibung description	International kompatibel
Artikel-Nr. item code	92888-8
Länge length	4 m
Beschreibung description	Martin Maxium kompatibel
Artikel-Nr. item code	92888-7
Länge length	4 m
Beschreibung description	Erbe VIO kompatibel



Kniegelenk	Knee joint
Meniskusteilresektion	Partial meniscal resection
Plica synovialis Resektion	Plica synovialis resection
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Lateral release	Lateral release



Hüftgelenk	Hip joint
Synovektomie	Synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Labrum	Labrum
Teilresektion	Partial resection



Schultergelenk	Shoulder joint
Akromioplastik	Acromioplasty
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Tenotomie	Tenotomy

Bipolare Arthroskopieelektroden ohne Absaugung

Bipolar Arthroscopic Electrodes with out suction












Sichere Handhabung, maximale Wirtschaftlichkeit

Die BiCart-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.

Safe handling, maximum of efficiency

The BiCart-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.


Bipolare Arthroskopieelektrode mit Flachsteckeranschluss *Bipolar arthroscopic electrode with flat plug connection*

	L = 115 mm		L = 170 mm
Artikel-Nr. Item code			872-4 170 mm 
Beschreibung Description			Vaporisationselektrode; 90° Vaporisation electrode; 90°
Artikel-Nr. Item code	879-1 115 mm		879-0 170 mm
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode; 70° Vaporisation electrode; 70°		Vaporisationselektrode; 70° Vaporisation electrode; 70°
Artikel-Nr. Item code	870-1 115 mm		
Beschreibung Description	Hakenelektrode fein; 90° Hook electrode slim; 90°		
Artikel-Nr. Item code			870-3 170 mm
Beschreibung Description			Hakenelektrode verstärkt; 90° Hook electrode reinforced; 90°




Anschlusskabel
Connection cable

Artikel-Nr. item code	92152
Länge length	5 m
Beschreibung description	MEDEVO ARTro200
Artikel-Nr. item code	92030
Länge length	5 m
Beschreibung description	International kompatibel
Artikel-Nr. item code	92026
Länge length	5 m
Beschreibung description	Martin Maxium kompatibel
Artikel-Nr. item code	92024
Länge length	5 m
Beschreibung description	Erbe VIO kompatibel



150x
wiederverwendbar
reusable



Kniegelenk	Knee joint
Meniskusteilresektion	Partial meniscal resection
Plica synovialis Resektion	Plica synovialis resection
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Lateral release	Lateral release



Hüftgelenk	Hip joint
Synovektomie	Synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Labrum	Labrum
Teilresektion	Partial resection



Schultergelenk	Shoulder joint
Acromioplastik	Acromioplasty
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Tenotomie	Tenotomy