


Monopolare Arthroskopieelektroden 4 mm

Monopolar arthroscopic electrodes 4 mm


Monopolare Arthroskopieelektroden für die Verwendung mit HF-Handgriffen

Monopolar arthroscopic electrodes for the connection with HF-Handles



Ø 4 mm Anschluss
Ø 4 mm connection

Erbe, Berchtold, Bowa



115 mm

Artikel-Nr. Item code	802-1	
Beschreibung Description	Nadelelektrode; 90°; Ø 0,6 mm Needle electrode; 90°; Ø 0.6 mm	1,5 mm 0,6 mm
Artikel-Nr. Item code	802-5	
Beschreibung Description	Tastelektrode; 90°; Ø 1,5 mm Button electrode; 90°; Ø 1.5 mm	4,0 mm 1,5 mm
Artikel-Nr. Item code	802-7	
Beschreibung Description	Kugелеlektrode Ø 3 mm Ball electrode Ø 3 mm	3,0 mm
Artikel-Nr. Item code	802-9	
Beschreibung Description	Flächenelektrode Surface electrode	
Artikel-Nr. Item code	803-9	
Beschreibung Description	Flächenelektrode, 150 mm Länge Surface electrode, 150 mm length	

6-kant
Verdrehsicherung

hexagonal anti-twist protection




Monopolare Arthroskopieelektroden 2,4 mm

Monopolar arthroscopic electrodes 2.4 mm

Monopolare Arthroskopieelektroden für die Verwendung mit HF-Handgriffen

Monopolar arthroscopic electrodes for the connection with HF-Handles



Ø 2,4 mm Anschl.
Ø 2.4 mm conn.

International,
Arthrex, Linvatec



Artikel-Nr. Item code	805-1	
Beschreibung Description	Nadelelektrode; 90°; Ø 0,6 mm Needle electrode; 90°; Ø 0.6 mm	1,5 mm 0,6 mm
Artikel-Nr. Item code	805-5	
Beschreibung Description	Tastelektrode; 90°; Ø 1,5 mm Button electrode; 90°; Ø 1.5 mm	4,0 mm 1,5 mm
Artikel-Nr. Item code	805-7	
Beschreibung Description	Kugelelektrode Ø 3 mm Ball electrode Ø 3 mm	3,0 mm
Artikel-Nr. Item code	805-9	
Beschreibung Description	Flächenelektrode Surface electrode	
Artikel-Nr. Item code	806-9	
Beschreibung Description	Flächenelektrode, 150 mm Länge Surface electrode, 150 mm length	

115 mm

6-kant
Verdrehsicherung

hexagonal anti-
twist protection



Monopolare Arthroskopieelektroden

Monopolar arthroscopic electrodes











Monopolare Arthroskopieelektroden mit Handgriff für den direkten Anschluss an ein monopolares HF-Kabel

Monopolar arthroscopic electrode with handle for the direct connection with the monopolar HF-Cable

Ø 4 mm



5x wieder-
verwendbar
reusable

Artikel-Nr. item code	800-1	 0,6 mm
Beschreibung Description	Nadelelektrode; 90°; Ø 0,6 mm Needle electrode; 90°; Ø 0.6 mm	
Artikel-Nr. item code	800-4	 1,5 mm
Beschreibung Description	Messerelektrode; 45°; Ø 1,5 mm Knife electrode; 45°; Ø 1.5 mm	
Artikel-Nr. item code	800-5	 1,5 mm
Beschreibung Description	Tastelektrode; 90°; Ø 1,5 mm Button electrode; 90°; Ø 1.5 mm	
Artikel-Nr. item code	800-7	 Ø 3 mm
Beschreibung Description	Kugелеlektrode; Ø 3 mm Ball electrode; Ø 3 mm	
Artikel-Nr. item code	800-9	
Beschreibung Description	Flächenelektrode Surface electrode	

Monopolare HF-Kabel mit 4 mm Anschluss

Monopolar HF cable with 4 mm connection

HF-Kabel passen für die monopolaren Arthroskopieelektroden

HF cable suitable for the monopolar arthroscopic electrodes



Instrumentenseite / Instrument Connecting



Ø 4 mm

Beschreibung description	4 mm HF-Anschluss für alle gängigen monopolaren HF-Instrumente 4 mm connection for all common monopolar HF-Instruments		
VPE Unit	1	Umax	4,3 kVp

Geräteseite / Unit connecting

Artikel-Nr. item code	92002	92003
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Erbe ICC/ACC	



Artikel-Nr. item code	92004	92005
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Berchtold; Integra; Erbe T-Model	



Artikel-Nr. item code	92051	92052
Länge length	3 m	5 m
Beschreibung description	Valleylap	

