

Arthroskopieelektrodeneinsatz
Arthroscopic electrode insert


Artikel-Nr. Item code	890-1s	
	BiVac	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 90° <i>Vaporisation electrode with suction; 90°</i>	
Artikel-Nr. Item code	890-6s	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° <i>Vaporisation electrode with suction; 45°</i>	
Artikel-Nr. Item code	890-5s	
	Hüftelektrode nach Dr. Miehke	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode mit Absaugung; 45° <i>Vaporisation electrode with suction; 45°</i>	
Artikel-Nr. Item code	890-2s	
Beschreibung Description	Vaporisationselektrode; 70° <i>Vaporisation electrode; 70°</i>	
Artikel-Nr. Item code	890-3s	
Beschreibung Description	Hakenelektrode fein; 90° <i>Hook electrode slim; 90°</i>	
Artikel-Nr. Item code	890-4s	
Beschreibung Description	Hakenelektrode verstärkt; 90° <i>Hook electrode reinforced; 90°</i>	

Sichere Handhabung, maximale Wirtschaftlichkeit

Die BiVac-Elektroden dienen zum Schneiden, Vaporisieren, Koagulieren und zur thermischen Modifikation von Weichgewebe.


Safe handling, maximum of efficiency

The BiVac-Electrodes are designed for cutting, vaporisation, coagulation and thermal modification of soft tissue.




Handgriff und Anschlusskabel Handle and connection cable

Artikel-Nr. item code	92888-9
Länge length	4 m
Beschreibung description	International
Artikel-Nr. item code	92888-8
Länge length	4 m
Beschreibung description	Martin Maxium
Artikel-Nr. item code	92888-7
Länge length	4 m
Beschreibung description	Erbe VIO
Artikel-Nr. item code	92888-6
Länge length	4 m
Beschreibung description	MEDEVO ARTro200




Schlauchanschluss für Absaugung
Tube connector for suction



Kniegelenk	Knee joint
Meniskusteilresektion	Partial meniscal resection
Plica synovialis Resektion	Plica synovialis resection
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Lateral release	Lateral release



Hüftgelenk	Hip joint
Synovektomie	Synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Labrum	Labrum
Teilresektion	Partial resection



Schultergelenk	Shoulder joint
Akromioplastik	Acromioplasty
Teilsynovektomie	Partial synovectomy
Knorpelglättung	Cartilage smoothing
Tenotomie	Tenotomy